



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003305

FECHA: 11/10/2018

CLIENTE: Clínica Alemana Valdivia

R.U.T.:

DIRECCION:

CIUDAD: Valdivia

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO: JAV ESPINOZA

SERVICIO: Mantenimiento

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
Laser	COOK	H-30	ZHT1382-1116

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

Mat. Realizada: Cambio de Filtro, Limpieza, Cambio de Agua y Calibración.

Prox. Mat.: - Cambio de Blast Shield, Revisar Alíneas, Revisar Energía Amos Pulsos.

Equipo 100% operativo.

Se debe cambiar pedal, el cual tiene un centro interno.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

TÉCNICO:

FIRMA
CENCOMEX S.A.
Andrés Yañez
Area Informática
CENCOMEX S.A.

EMPRESA:
CLIENTE:

FIRMA