



CENCOMEX®
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

HOJA DE SERVICIO

N° 7366

FECHA: 14 / 08 / 2023

Cliente: Hospital Clínico Félix Bulnes

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CYH0091-0123

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se realiza mantenimiento Preventivo según Protocolo cencomex.
Se reajusta conector Hembra de Poder.
Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield OK.
* Muelle de Apertura de Fibra quebrada *
Procedimiento sin novedades. Equipo Operativo //

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Romero Bar F
Cargo	Enfermero
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX