

MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO LASER

[illegible]

Mantenimiento Preventivo

Estos equipos han sido diseñado para funcionar sin problemas durante miles de procedimientos. Para mantener un rendimiento óptimo, el sistema láser debe someterse a un procedimiento de mantenimiento preventivo cada seis meses dependiendo del uso y del modelo de equipo. El procedimiento también debe repetirse si el láser sistema no se ha utilizado durante más de dos meses.

Sólo un técnico de servicio autorizado podrá llevar a cabo el mantenimiento preventivo y sus procedimientos.

Repuestos Contemplados dentro de las Mantenciones

01 Filtro de Agua
01 Blast Shield
Cambio de Agua, 6 Litros de Agua
Calibraciones, Según necesidad
Limpieza General