

FECHA: 13 / 09 / 2023

Cliente: Clínica Alemana

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CY40635-0223

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se realiza Mtto Preventivo según Protocolo Cencomex.

Se llena y rellena Agua Bidestilada, OK.


* Se cambia Blast Shield quemado *

Pruebas de Disparo OK. Equipo Operativo //

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Max Zihnon
Cargo	Ing. servicio
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
CENCOMEX	