

FECHA: 28 / 03 / 2024

Cliente: Clínica Dantone

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser Urología

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CYH0635-0223

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Revisión Estructura Foco del Equipo; Blast Shield inicialmente quemado, se realiza cambio por uno nuevo. Se realizan pruebas de disparo; ajuste y calibración de valores de energía. Limpieza y llenado de estancos con agua Binstilled. Se ofrece servicio por transferir Fibras; se posterga.

Hora Inicio:

Equipo 100% operativo

Hora Termina:


Nombre

Ernesto Herrera

Cargo

Ingeniero EEMT - Pabellones

Firma



CLIENTE


Nombre

Regina Barrios

Cargo

Ing Civil Biomedico

Firma



CENCOMEX