

MODELO: DCA214D — CONTROLADOR PARA ESTACIÓN DE MEDICO DE GUARDIA

CARACTERÍSTICAS



DCA214D

- Genera los tonos necesarios cuando se emplea en conjunto con la estación de médico de guardia R4KDY
- Empleado en residencias de médico de guardia donde no se requiere lámpara en el pasillo
- Soporta hasta cinco (5) estaciones del tipo visual y una (1) estación de médico de guardia
- Funciona como "hub" para el cableado de la habitación

ESPECIFICACIONES

Alimentación 15.5V CD @ 58 mA

Peso: 1.15 lbs. (0.52 kg)

Medidas: A: 4.25" (10.80 cm)

L: 5.50" (13.97 cm)

P: 3.00" (7.62 cm)

Chasis y Acabado: Lamina de acero calibre 20 con pintura gris

Controles: DIP switch para dirección de Bus - K

Terminales: Conectores modulares (alimentación, datos, audio)

Opciones de Registro: Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier registro de un gang. Los orificios de montaje con que cuenta, permiten ajustarse a registros de uno o dos gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Su chasis metálico también permite que el DCA214D se coloque sobre plafond o en muro.

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

El Controlador para Estación de Médico de Guardia DCA214D típicamente es instalado donde se requiera una estación de médico de guardia R4KDY pero que no se necesite lámpara de pasillo. El DCA214D soporta hasta cinco (5) estaciones del tipo visual y una (1) estación de Médico de Guardia.

El DCA214D puede montarse en una gran variedad de registro de uno o dos gang. Su chasis metálico le permite instalarlo sobre el plafond o montarlo en muro. El DCA214D está supervisado continuamente en alimentación y señal..

EQUIPO ASOCIADO

R4KDY — Estación de Médico de Guardia

R4KTMB — Tarjeta de interconexión de Bus - K

R4KPR400 — Fuente de Alimentación

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

