

**MODELO: 353001 - ESTACIÓN DE PACIENTE MEJORADA**

353001



**CARACTERÍSTICAS**

- Funciona como una estación de paciente con dos botones adicionales
- Disponibilidad de múltiples prioridades de llamada.
- Receptáculo DIN asegurable para perillas de entretenimiento con controles de entretenimiento para el paciente y auricular de intercomunicación con enmudecimiento del audio de entretenimiento durante la llamada de enfermeras.
- El receptáculo DIN asegurable permite la desconexión sencilla de la perilla de entretenimiento de la estación de paciente.
- Receptáculo para dispositivo auxiliar con prioridad de llamada separada.
- No necesita dummy plugs.
- Interconexión con camas de funciones mediante receptáculo separado.
- Interconexión con perilla de entretenimiento remota mediante estación separada.
- LED que indica la conexión de cama de funciones.
- LED que indica la conexión de perilla de entretenimiento remota.
- Salida para controlar lámparas directamente al controlador de lámparas de bajo voltaje.
- LED de monitoreo indica estado del audio.
- Botón de cancelación para cancelación de llamadas.
- Supervisión continua de la estación para pérdida de datos y/o fallas en la alimentación.
- Conectores plug-in para facilidad de servicio.
- Opción de bio-sello para cubrir botones y permitir la desinfección sencilla de la estación.

**ESPECIFICACIONES**

**Alimentación:** 300 mA a 18 V

**Peso:** 0.3 kg

**Medidas:**

L: 16.2 cm.

A: 10.8 cm.

P: 6.4 cm en la caja registro,  
1.3 cm por fuera en la pared.

**Gabinete y acabado:** Plástico moldeado de alto impacto Cycloy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

**Indicadores/Control:** Un receptáculo DIN, un receptáculo 1/4", un botón de cancelación, un LED para monitoreo, dos LED para indicación de llamada, 2 botones con indicación de llamada, dos LED indicador de cama de funciones.

**Terminales:** Conectores plug on.

**Caja registro:** 3 gang con 3 1/2" de profundidad.

**DESCRIPCIÓN**

La estación de paciente mejorada es una estación de paciente con la capacidad adicional de generar dos llamadas extras. La estación permite que el personal y los pacientes generen diferentes llamadas, dependiendo de sus requerimientos, a sus consolas de enfermeras asignadas, terminales de personal, además con distintos dispositivos de anuncio como teléfonos inalámbricos. La estación de paciente se interconecta con auriculares de entretenimiento y camas de funciones para generar llamadas, controlar TV y/o radio, lámparas y proveer audio de comunicación o entretenimiento mediante su respectiva bocina.

Cuando se usa con el módulo de control para cama de funciones, las capacidades de audio pueden ser transferidas al barandal de la cama con enmudecimiento del audio de entretenimiento durante la comunicación de enfermeras.

La estación de paciente se conecta a su lámpara de pasillo o controlador de pasillo asociado y esta supervisada continuamente en datos y alimentación. Mediante la configuración, un mensaje puede anunciar a la consola asociada y/o a la aplicación de estado remoto de la red si un problema ocurre.



VIP SYSTEM



**VIP SYSTEM S.A. de C.V.**

Av. Aztecas No. 497-3, Col. Ajusco Coyoacán, México, D.F., C.P.04300  
Tel. (55) 53-38-17-00 • Fax. (55) 53-38-17-01  
www.vipsystem.com.mx

**Rauland-Borg Corporation**

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA  
Phone (847) 590 7100 • Fax (847)-632 8550  
www.rauland.com