

MODELO: 354018 - ESTACIÓN DOBLE DE PLUG JACK

354018



CARACTERÍSTICAS

- Dos entradas aisladas para alarmas auxiliares con LED para indicación de llamada.
- Compatible con varios instrumentos médicos de jack 1/4".
- Anuncia alarmas de dispositivo médicos en beepers, teléfonos, consolas, etc.
- Cada entrada puede configurarse como temporal o permanente.
- Retardo programable para llamada.
- Opción de bio-sello para cubrir botones y permitir la desinfección sencilla de la estación.
- Botón para cancelación.
- Perillas llamadoras con plug jack.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 11.5 mA a 18 V.

Peso: 0.1 kg

Medidas:

L: 8.1 cm.

A: 10.8 cm.

P: 1.5 cm. en la caja registro,
1.3 cm por fuera en la pared.

Gabinete y acabado: Plástico moldeado de alto impacto Cycloy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

Terminales: Conectores plug on.

Indicadores/Control: Dos jacks 1/4", Cuatro botones para llamada o registro de personal, cuatro LED para indicación de llamada, un botón para cancelación.

Caja registro: 1 gang con 3 1/2" de profundidad.

DESCRIPCIÓN

La estación doble de plug jack ofrece la facilidad de generar dos llamadas con prioridad única, desde una sola estación. Está estación típicamente se coloca en habitaciones para pacientes y monitorea equipo médico empleado rutinariamente. La estación doble de plug jack permite que una alarma del equipo de monitoreo del paciente ilumine la lámpara de pasillo, suene y se despliegue en la consola así como alertar

el dispositivo inalámbrico de comunicación del personal. Cada jack 1/4" está supervisado, por lo que si el equipo conectado al jack se desconecta, una llamada de alerta es generada.

La estación doble de plug jack también está supervisada en datos y/o fallas de alimentación y cada jack está aislado ópticamente del dispositivo alarmante y soporta entradas de contactos secos.



VIP SYSTEM

VIP SYSTEM S.A. de C.V.

Av. Aztecas No. 497-3, Col. Ajusco Coyoacán, México, D.F., C.P.04300

Tel. (55) 53-38-17-00 • Fax. (55) 53-38-17-01

www.vipsystem.com.mx



Rauland-Borg Corporation

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone (847) 590 7100 • Fax (847)-632 8550

www.rauland.com