




COTE IHM

Vue côté
connections

13 12 14 4 15 C

Vue côté
contactsReprise de
blindage

0.05

A

B

7

11

1 1:0Vac/bleu
2 2:230Vac/marron
3 3:Terre/vert-jaune
4 4:+AU/violet
5 5:-AU/gris-rose
6 6:1+Tir/rouge-bleu
7 7:2-Tir/noir
8 8:3:2b-Snap/rouge
9 9:4:2a-Snap/bleu
10 10:5:1b-Snap/rose
11 11:1a-Fluo/blanc
12 12:2:1b-Fluo/marron
13 13:3:2a-Fluo/vert
14 14:4:2b-Fluo/jaune
15 15:5:1a-Snap/gris

NB: reprise de blindage du cable rep.5 sur
cadres renforcés (gaine thermo + embout)

5

6

10

15m

0.05

1 1:0Vac/bleu
2 2:230Vac/marron
3 3:Terre/vert-jaune
4 4:+AU/violet
5 5:-AU/gris-rose
6 6:1+Tir/rouge-bleu
7 7:2-Tir/noir
8 8:3:2b-Snap/rouge
9 9:4:2a-Snap/bleu
10 10:5:1b-Snap/rose
11 11:1a-Fluo/blanc
12 12:2:1b-Fluo/marron
13 13:3:2a-Fluo/vert
14 14:4:2b-Fluo/jaune
15 15:5:1a-Snap/gris


0.05

A


B

C

COTE MODULE

Vue côté
connections

16 13 4 3 1

Vue côté
contactsReprise de
blindage

REP	QTE	DESIGNATION	REF	REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	2	Module mâle HAN-ES HARTING		12	2	Module femelle HAN-ES HARTING	229198
3	1	Capot entrée droite HAN 10B	229193	13	2	Cadre renforcé HAN MODULAR (embase)	229194
4	2	Presse étoupe M32	229199	14	1	Capot entrée coudée HAN 10B	230235
5	15m	Cable 12x0.34 mm2 LIYCY blindé	229576	15	1	Module femelle HAN-E HARTING	230484
6	15m	Cable 3 x 4 mm2 HD5VV-F	230101	16	1	Module mâle HAN-E HARTING	230485
7	24	Embout de cablage isolé 0.34mm2	108467	17	3	Contact femelle 4mm2 HAN-E HARTING	230486
8	2	Gaine thermorétractable D9.5mm lgr 5cm	C00453	18	3	Contact mâle 4mm2 HAN-E HARTING	230487
9	2	Gaine thermorétractable D6.4mm lgr 5cm	C00460	19	2	Contact femelle 0.37mm2 HAN-E HARTING	230495
10	15m	Gaine tréssée PLIUSIL D25mm	C00658	20	2	Contact mâle 0.37mm2 HAN-E HARTING	230496

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

H	24/10/08	Maj qté rep1;12. Aj rep14/20. Sup rep11	08053/SO	ASA	DAN
G	09/09/2008	Maj référence rep.13		NGU	DAN
F	25/07/2008	Maj supp. rep.2 + qté rep.13		NGU	DAN
D	17/12/2007	Modif. nomo rep.3,1 + ajouts rep. 12,13		NGU	CCA
C	26/11/2007	MAJ rep6 et 11 suite NC LCIE		NGU	CCA
B	29/10/2007	Modif.nomo rep 6 et 11		NGU	RCH
A1	09/10/2007	Changement nomo. rep6		NGU	RCH
Ind	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifié par :	Vérifié par :
	Date :	Modification :		Modified by :	Checked by :

Sonolith (((i-sys (Module)

Designation : CABLE 63 / CONNEXION IHM DEPORTE--

Designation : MODULE I-SYS

Echelle :
Scale :

Date :

Date : 23/08/07

Folio : 1/1

Dessine par :
Drawn by : NGUVérifié par :
Checked by :

ERCO :

Format :
A3

N° du plan : TMS 229568

H

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.