



VUE DU COTE A




NB:
le cable rep.4 est degainé
de 0.025m de chaque coté.
Le blindage est relié au
capot.

Du côté de l'embase
LUMBERG les soudures
sont protégées avec de
la gaine thermo. et
l'ensemble est également
protégé avec de la gaine
thermo.



VALIDE PAR LA
DOCUMENTATION LE
16/12/2014

REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	1	Connecteur SUB-D 9pts femelle	229582
2	3	Contact SUB-D femelle	229584
3	1	Capot SUB-D 9pts métallique coudé 45°	229583
4	2.5m	Cable 3x0.25mm2 LIYCY blindé	229577
5	7	Gaine thermorétractable D4.8mm lg: 1cm	C00481
6	2.5m	Fil HD5-VK 1mm2 rouge et noir	229598229599
7	3.1m	Fil HD5-VK 1mm2 rouge et noir	229598229599
9	2	Connecteur PHOENIX 2 pts pas 3.81mm	229594
10	4	Embout de cablage isolé 1mm2	C00671
11	1	Gaine thermorétractable D12.7mm lg: 3cm	C00482



TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Matiere :
Material :

Designation : CABLE 37 / LIAISON TABLE-MODULE INTERNE

Matiere :
Material :

Designation :

Matiere :
Material :

Echelle :
Scale :

Date :
Date : 27/07/07

Folio : 1/1

Protection :
Protection :

Dessine par :
Drawn by : NGU

Verifie par :
Checked by : RCH

Format :
A3

N° du plan : TMS 229618 | B

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

B	MAJ J11 PHOENIX 5.08 => 3.81	14078/SO	TJA 16/12/2014	CCA 16/12/2014
Ind.	Date :	Modification :	Modifie par :	Verifie par :
	Date :	Modification :	Modifie par :	Verifie par :