







VUE COTE FIL MOLEX 4 POINTS FEMELLE



VERS RELAIS THT

REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	2m	Cable d'origine détecteur inductif	221232
2	1	Connecteur HE10 2x7pts	228636
3	7	Contact 22-24-26 AWG	228641
4	1	Connecteur MOLEX 4pts femelle	229588
5	4	Contact male MOLEX 18-24 AWG	226933
6	1m	FIL HD5VK 0.75mm2 noir/bleu	108635 108631
7	1m	FIL HD5VK 0.75mm2 marron	108632
8	1m	FIL HD5VK 0.75mm2 marron	108632
9	2	Embout de cablage 0.75mm2 bleu	108470

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné,
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Designation : CABLE 23 / DETECTEUR POSITION VERROUILLEE

Designation :

Echelle
Scale

Dessine par :
Drawn by :

NGU

Verifié par :
Checked by :

RGH

ERCO :

Format :
Plan N° :

A3

N° du plan : TMS 229632 | A

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.