





REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	2m	Cable d'origine détecteur inductif	221232
2	1	Connecteur HE10 2x7pts	228636
3	4	Contact à sertir mini-PV 22-24-26 AWG	228641
7	0.1	Fil HD5VK 0.75mm2 marron	108632
10	3	Contact à sertir mini-PV 18-20 AWG	228640

VALIDE PAR LA
DOCUMENTATION LE
24/06/2011

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN — FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Matiere :
Material :

Traitement :
Treatment :

Designation : CABLE 23 / DETECTEUR POSITION VERROUILLEE

Tolerance generale :
General tolerance :

Designation :

Usinage general :
Machining :

Echelle :
Scale :

Date :	06/08/07
--------	----------

Folio : 1/1

Protection :
Protection :

Dessine par :
Drawn by : NGU

Verifie par :
Checked by : RCH

ERCO :	
--------	--

Format :	A3
----------	----

N° du plan : TMS 229632 | C

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.

The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

C	24/06/2011	Sup. Capteur électrode + nomo	10014/SO	SAN	TJA
B	29/10/2007	Modif. nomo rep3 + ajout rep 10		NGU	RCH
	Date : Date :	Modification : Modification :	ERCO N°:	Modifié par : Modifié by :	Vérifié par : Vérifié by :