




REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	2,5m	Cable HI-FLEX CY 8x0.25mm²	229575
2	1	Fiche 8pts Lumberg	229335
3	1	Fiche 19pts Jaeger	228488
4	14	Galne thermo sur soudure D4.8mm lg1cm	CD0481
5	1	Serre câble Jaeger	228489

NB: Connecteurs Jaeger
-Utiliser l'outil TMS 228491
pour le montage/démontage
des contacts.

TECHNOMED Medical Systems		Parc d'activité la Poudrette Lamartine 4 Rue du Dauphiné 69120 VAULX EN VELIN - FRANCE Téléphone : (33) 4.72.15.31.50 Télécopie : (33) 4.72.15.31.51	
Sonolith (((i-sys (Table)		Matiere : Material :	
Designation : CABLE 02 / LIAISON TABLE-MODULE I-SYS		Traitement : Treatment :	
Designation :		Tolerance generale : General tolerance :	
Echelle : Scale :		Usinage general : Machining :	
Date : 25/06/07		Protection : Protection :	
Folio : 1/1			
Dessine par : Drawn by : NGU		Verifie par : Checked by : RCH	
Format : A3		N° du plan : TMS 228474 B1	
Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers. The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.			

B1	03/12/2007	Ajout info. reprises de blindages	NGU	CCA
B	27/11/2007	Ajout serre câble rep. 5	NGU	CCA
Ind.	Date :	Modification :	Modifie par :	Verifie par :
	Date :	Modification :	Modified by :	Checked by :