



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.technico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003848

FECHA: 28/05/2019

CLIENTE: Clínica Las Condes R.U.T.: 93.930.000-7
DIRECCION: Av. Estrella 450 CIUDAD: Sto
TELEFONO: FAX:
ENCARGADO: Leonardo Roa SERVICIO: P. en planta

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
Canon	Quanta System	Cyber Ho	CYH0484-0319

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☐

Equipo entregado 100% operativo.
Conexión 230V estas las.
Equipo listo para su uso.
Equipo debe ser usado con adaptador de 63AMP a 32AMP.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.
Andrés Yanez
Area Informática
CENCOMEX S.A.
28/05/19
TÉCNICO:

FIRMA
28/05/19
EMPRESA: SCC
CLIENTE: Pedro Selgado